

**Najskuteczniejsza bezkontaktowa
terapia nietrzymania moczu!**

Impulsowe pole elektromagnetyczne emitowane przez urządzenie powoduje, że mięśnie dna miednicy bardzo efektywnie kurczą się bez konieczności mocowania elektrod. **Podczas terapii pacjent siedzi zupełnie ubrany na wygodnym fotelu.** Stymulacja elektromagnetyczna zwiększa siłę i wytrzymałość zwieracza i mięśni dna miednicy. Podczas stymulacji pacjent skupia się na skurczach mięśni, co wspomaga aktywne wykonywanie ćwiczeń w tych partiach. Każda sesja terapeutyczna trwa około 20 minut i na ogół przeprowadza się ją co drugi dzień. Poprawa jest odczuwalna już po około sześciu sesjach.

Zabieg jest bezbolesny.



MagnetoStym

Innowacyjna bezdotykowa metoda głębokiej elektromagnetycznej stymulacji tkanek do walki z bólem

**Najskuteczniejsza terapia polem magnetycznym
na świecie**



Zapytaj lekarza lub specjalistę o szczegóły:

MagnetoStym

**Nowoczesna terapia
głęboką stymulacją elektromagnetyczną**



PRZEŁOM W DZIEDZINIE LECZENIA

**Najpotężniejsze pole elektromagnetyczne
do walki z bólem!**

**Najskuteczniejsza bezkontaktowa terapia
nietrzymania moczu!**



JAK DZIAŁA GŁĘBOKA STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA?

Organizm ludzki z fizycznego punktu widzenia to zespół przewodników, półprzewodników i izolatorów, na które mają wpływ różne typy zewnętrznej energii, np. prąd, pole magnetyczne, światło, temperatura etc.

Charakterystyczną cechą pola magnetycznego jest przenikanie przez wszystkie struktury ustroju. Cecha ta odróżnia pole magnetyczne od innych postaci energii, które ulegają pochłonięciu na niewielkiej głębokości tkanek.

Głębokość efektywnej stymulacji polem elektromagnetycznym za pomocą urządzenia MagnetoSTYM sięga do 10cm.

Indukcja ta jest około 150 razy większa od najmocniejszych stosowanych do tej pory aparatów do magnetoterapii.

Terapia aparatem MagnetoSTYM korzystnie wpływa na krążenie obwodowe, natlenowanie krwi, wzmożenie wymiany jonów oraz stymulację reakcji biochemicznych w organizmie. Dzięki temu znacznie przyspiesza odbudowę i regenerację tkanek.

Terapeuta, za pomocą innowacyjnych rozwiązań aparatu, takich jak regulacja kształtu linii pola magnetycznego i częstotliwości impulsów od 1-80Hz, może znacznie lepiej dopasować parametry do indywidualnych potrzeb Pacjenta i jednocześnie skuteczniej zwalczyć źródło bólu.



DLACZEGO STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA?

- ✓ **Skuteczny i szybki powrót do sprawności fizycznej**
 - ✓ **Bezinwazyjne, bezbolesne zabiegi**
- ✓ **Bardzo wysoka skuteczność w leczeniu bólu stawów i mięśni**
- ✓ **Zabiegi na miejsca niedostępne dla innych terapii**
- ✓ **Możliwość wykonywania zabiegów przez ubrania z tkanin naturalnych**
 - ✓ **Brak efektów ubocznych**
 - ✓ **Bardzo szybki i trwały efekt**

JAK TO WYGLĄDA?




Ból kolana



Ból barku



Oslabienie i zanik mięśni



Nietrzymanie moczu
– terapia bezkontaktowa

DLA KOGO?

Jeśli dotyka Cię jedna z poniższych dolegliwości – ta terapia jest dla Ciebie:

- **schorzenia kręgosłupa:**
np. ostry/przewlekły ból, rwa kulszowa, zmiany zwyrodnieniowe
- **zaburzenia układu nerwowego**
- **zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego:**
np. zwyrodnienie stawów, zamrożony bark
- **rehabilitacja sportowa:** osłabienie i zaniki mięśni
- **złamania oraz trudno gojące się rany i owrzodzenia troficzne**
- **zaburzenia układu moczowo-płciowego:**
nietrzymanie moczu u kobiet
- **problemy z mięśniami dna miednicy**
- **problemy pooperacyjne i poporodowe u kobiet**
- **problemy z prostatą i zaburzeniami erekcji u mężczyzn**

Przeciwwskazania dla terapii:

ciąża, choroba nowotworowa, czynna gruźlica płuc, ciężkie infekcje pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybiczego, obecność elektronicznych implantów wspomagających pracę różnych narządów.

